

El teclado de Kaye con capacidad de acoplamiento

INTRODUCIENDO EL SIGUIENTE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD



Mejore su trabajo y manténgase conectado con el revolucionario teclado Kaye, diseñado para integrarse a la perfección con la consola de la Tablet de Kaye. Disfrute de prácticas funciones que transforman su forma de trabajar sobre la marcha.

Renuncie a la necesidad de un ratón adicional y disfrute de una portabilidad superior. El teclado Kaye cuenta con un innovador panel táctil que funciona como ratón RF extraíble. Este ingenioso diseño garantiza que siempre tenga un ratón óptico preciso al alcance de la mano, cómodamente guardado dentro del propio teclado. Tanto si está en el área de producción como en el laboratorio o en una reunión, disfrutará de un manejo y transporte sin esfuerzo, sin renunciar a la funcionalidad.

DISEÑO ELEGANTE, CONSTRUCCIÓN DURADERA: UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE FORMA Y FUNCIÓN

Fabricado con un compromiso tanto con el estilo como con la durabilidad, el Teclado adaptable de Kaye presenta una carcasa moderna con un parachoques de goma distintivo en naranja de Kaye. El logotipo de Kaye en un vibrante naranja táctil añade un toque de sofisticación a la vez que destaca el compromiso de nuestra marca con la calidad y la innovación.

Navegue por las tareas con precisión y facilidad gracias al panel táctil integrado. Cambie sin esfuerzo entre escritura y navegación sin necesidad de periféricos externos.

El Teclado Adaptable garantiza una conexión segura y estable a la consola de la Tablet de Kaye. Nuestro mecanismo de bloqueo garantiza que su consola permanezca en su sitio durante el uso, al tiempo que mantiene una extracción rápida y sencilla cuando sea necesario. El nuevo Teclado de Kaye viene completo con opciones de alimentación, incluyendo configuraciones EU-Cable y US-Cable. No importa adónde le lleve su viaje, siempre estará conectado y listo para funcionar.

Eleve su flujo de trabajo, mejore su movilidad y adopte el futuro de la productividad con el sistema de acoplamiento de consola para teclado y Tablet de Kaye. Es hora de experimentar la eficiencia en su forma más refinada. Dé el paso a este magnífico accesorio hoy mismo.

DATOS TÉCNICOS

- Función de ratón óptico extraíble para uso externo
- Carcasa de plástico estable para adaptar al Teclado en combinación con parachoques de goma en naranja de Kaye
- Base de teclado inmovilizable en la consola Kaye de 12 pulgadas
- Función de panel táctil en el teclado
- Enchufe de alimentación, 1x USB 3.0, 1x conector Ethernet RJ45 en el teclado
- Disposición del teclado US
- Fuente de alimentación con cable UE y cable EE.UU.
- Certificación mundial



Teclado y ratón para consola de Tablet de Kaye



AVS Teclado y ratón para consola de Tablet y ValProbe RT de Kaye

Contacto con el representante de Kaye:

Solicite una demostración:

EUROPA, ORIENTE MEDIO, ÁFRICA Y ASIA

Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH
 Sinzheimer Strasse 6
 D-75179 Pforzheim
 T: +49 (0) 7231-14 335 0
 F: +49 (0) 7231-14335 29
 Email: kaye@amphenol-sensors.com

USA/AMERICAS

Amphenol Thermometrics, Inc.
 967 Windfall Road
 St. Marys, PA 15857
 T: +1(814) 834-9140
 F: +1(814) 781-7969
 Email: kaye-us@amphenol-sensors.com

INDIA

Amphenol Interconnect India Pvt Ltd.
 Plot no. 6, Survey No.64 | Software Units layout
 MAHAVEER TECHNO PARK
 Hitech City, Madhapur | Hyderabad,
 Telangana – 500081 | T: +91 40 33147100
 Email: kaye-india@amphenol-sensors.com

CHINA

Amphenol (Changzhou) Connector
 Systems Co., Ltd, Building 10,
 Jintong Industrial Park, No. 8 Xihu Road,
 Wujin High-Tech Development Zone,
 Changzhou, Jiangsu 213164
 T: 0086-519-83055197



SUBSIDIARIA DE AMPHENOL

Garantía y descargo de responsabilidad: La información mencionada en los documentos se basa en nuestras pruebas, conocimientos y experiencia actuales. Debido a el efecto de posibles influencias en una aplicación del producto, no eximen al usuario de sus propias pruebas, comprobaciones y ensayos. De nuestros datos no puede derivarse una garantía de determinadas propiedades o una garantía de la idoneidad del producto para una aplicación específica, especialmente permanente. Por lo tanto, queda excluida toda responsabilidad en la medida en que lo permita la ley. El destinatario del producto deberá respetar, bajo su propia responsabilidad, los derechos de propiedad de terceros, así como las leyes y normativas vigentes.

© 2024 Amphenol Corporation. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Otros nombres de empresas y productos utilizados en este documento son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.